

# 桜井式腔鏡

## 375-9 ブラック桜井式腔鏡

反射を防ぐ  
ブラックコーティング仕様



蝶番部ネジなし仕様

- 国産品
- 動作不良3年間修理無料
- 見本貸出可
- 名入れ無料

材質	真ちゅう 洋白 ステンレス
表面処理	ブラッククロームメッキ仕上げ
サイズ	LL 375-9LL L 375-9L M 375-9M S 375-9S
薬機法分類	クラスI 一般医療機器

■サイズ表(m/m)			
	a	b	c
LL	39	92	61
L	31	79	51
M	28	75	48
S	25	69	44

## 375-8 桜井式 先段付き 腔鏡

先端を段状にして  
ホールド性が向上しました



蝶番部ネジなし仕様

- 国産品
- 動作不良3年間修理無料
- 見本貸出可
- 名入れ無料

材質	真ちゅう 洋白 ステンレス
表面処理	クロームメッキ仕上げ
サイズ	LL 375-8LL L 375-8L M 375-8M S 375-8S
薬機法分類	クラスI 一般医療機器

■サイズ表(m/m)			
	a	b	c
LL	41	92	61
L	32	79	51
M	29	75	48
S	26.5	69	44

## 375-37 桜井式腔鏡 産褥用

産褥用クスコより  
さらに大きく拡大して  
縫合が可能です



蝶番部ネジなし仕様

- 国産品
- 動作不良3年間修理無料
- 見本貸出可
- 名入れ無料

材質	真ちゅう 洋白 ステンレス
表面処理	クロームメッキ仕上げ
サイズ	ワンサイズ
薬機法分類	クラスI 一般医療機器


■サイズ表(m/m)		
a	b	c
40	115	61

クスコを  
お選びになる時の  
ポイント



### 上下のブレードの蝶番部が ネジ式ではないものを選びましょう

クスコ腔鏡や桜井式腔鏡の上下のブレードの蝶番部がネジ式の場合は、使用に伴いネジが緩みやすく、故障を起こしやすい傾向があります。ナミキの製品はこの部分にネジではなく埋め込み式ピンを使用するため緩むことがなく、抜群の耐久性を誇ります。



蝶番部ネジなし仕様

### 本体にメーカー名の表示(打刻)があるものを選びましょう

弊社を含めて多くの鋼製器具メーカーは基本的に修理は自社製品のみ対応という場合がほとんどです。残念ながらクスコは本体にメーカー名の表示がないものがとても多く、病院様から修理品を預かった販売業者様が修理の引受先がなくお困りになることが多いようです。将来お困りにならないよう本体にメーカー名がしっかり打刻されているクスコを選んでください。

# Namiki